

SLS

Administration Tool

SK - Slovenčina

Dokumentácia Všímnite si

Codonics Produkty sú Trieda Ja Produkty určené pre použitie od Zdravotná starostlivosť Profesionáli.

Produkty balenie a označovanie, počítajúc do toho Grafické Používateľ Rozhranie (GUI) pre prevádzka sú

Ponúkané v Angličtina a stretnúť MDR, Príloha Ja, Kapitola III, 23,4, branie účet the školenia a the vedomosti z the potenciál používateľ.

* Web informácie, Kľúč Technické údaje, Zamýšľané Použitie, Používateľ Manuálny Príloha, Rýchlo Štart Sprievodca & Nastaviť AK TY sú k dispozícii v jednoduché preklad Poslanec Štát Jazyky; primárny AK TY sú k dispozícii v Angličtina

Úvod

The Codonics ® Safe Label System™ Administratíva Nástroj je an dôležité spoločník výrobok do the Safe Label System Samotná SLS. Nástroj pre správu umožňuje kvalifikovaným pracovníkom stránok vytvoriť bezpečný a reprodukovateľný spôsob prípravy liekov na nasadenie do SLS. Umožňuje kvalifikovaným pracovníkom lokality špecifikovať konfiguračné nastavenia SLS a vytvoriť konfiguračný balík, ktorý je možné nasadiť do SLS, aby mohli definovať svoju prevádzkovú konfiguráciu. Poskytuje tiež schopnosť siet'ovania, monitorovania a odosielania vzorcových a konfiguračných balíkov na určené SLS.

Prehľad

Codonics Safe Label System (SLS) Stanica Point of Care (PCS) je umiestnená všade, kde sa pripravujú lieky, a využíva integrovanú databázu vzorcov na zvýšenie bezpečnosti pacientov a dodržiavanie označenia. Táto databáza vytvorená pomocou nástroja SLS Administration Tool (AT) je systémovým softvérom na správu, ktorý umožňuje lekárniam ľahko vytvárať a kontrolovať receptúru liekov, vrátane liekov, koncentrácií a pravidiel používania schválených na danom mieste, čím sa rozsah vplyvu lekárne rozširuje do tej miery, že prípravy liekov. AT umožňuje nemocničnej lekární:

- Rýchlo a ľahko vytvoriť a receptúra že začleňuje nemocnica schválená drogy, zlúčené s nemocnica postupy, spolu s the KÍb Provízie (TJC) požiadavky, a Americký Spoločnosti z Anesteziológia (AKO) a ISO označovanie usmernenia
- Ovládanie nasadenie z the receptúra, konfigurácia, SLS používateľ a balíkov a softvér aktualizácie do akýkoľvek SLS PCS
- Naložiť schválené, prispôbené receptúry na každý SLS PCS tak že oni sú k dispozícii do klinickí lekári o the bod z príprava a administratíva do bezpečne overiť, identifikovať a potvrdiť lieky do zvýšiť pacient bezpečnosť a zmenšiť lieky chyby

Odporúčané - Požiadavky pre AT

Server Hardvér: Intel Štvorkolka Jadro (i5, i7 alebo Xeon) s 4 jadrá, 8 GB RAM

Ťažko Šoférovať Vesmír: Minimálne 5 GB zadarmo priestor pre žiadosť. Odporúčané 30 GB

Celkom o Inštalácia

Počítač OS: Windows® 10, Windows Server 2012R2,2016 a 2019. 64-bit požadovaný.

Odporúčané - Požiadavky pre AT Zákazník

Prehliadač Podpora: Internet Prieskumník IE 8 alebo novšie

Obrazovka Rozhodnutie: Minimálne 1440 X 900; použitie predvolené prehliadač písma

Počítač OS: Windows® 10 alebo novšie

Aplikácie: Excel® 2003 alebo väčší do otvorené správy

Slobodný Podpísať Zapnuté: AT Používateľ Zvládanie použitím Microsoft® Aktívny Adresár