

# Horizon® G2

Multimedija Imager

HR - hrvatski jezik

## Dokumentacija i Obavijest

Codronics Proizvodi jesu Razred Ja proizvoda namijenjen za koristiti po Zdravstvo Profesionalci. Proizvodi ambalaža i označavanje, uključujući Grafički Korisnik Sučelje (GUI) za operacija jesu offered u Engleski i upoznati MDR, Dodatak Ja, Poglavlje III, 23,4, uzimanje račun trening i znanje od potencijal korisnik.

\*Mreža informacija, Ključ Tehnički podaci, Namijenjeno Koristiti, Korisnik priručnik Dodatak, Brz Početak Vodič & Postaviti AKO TI jesu dostupno u jednostavan prijevod Član država Jezici; primarni AKO TI jesu dostupno u Engleski.

## Pregled

The Horizon G2 je an inteligentan, radna površina suho imager da proizvodi dijagnostički kvalitetu medicinski filmova plus sive boje papir otisci ako vas izabрати neobavezna papir značajka. The imager je kompatibilan s puno industrija standard protokoli uključujući DICOM i Windows mreža tiskanje. Horizon također značajke direktno modalitet veza, s gore do 24 istodobna DICOM veze. Visoko ubrzati slika obrada, umrežavanje i namotavanje jesu standard.

## Tehnički podaci

Ispis Tehnologija: Direktno toplinska (suho, danje svjetlo sef operacija)

Prostorna Rješenje: 320 DPI (12.6 piksela / mm)

Propusnost: Gore do 100 filmova po sat

Vrijeme Do Upravljanje: 5 minuta (spreman do ispis iz "Isključeno")

Sive nijanse Kontrast Rješenje: 12 komadići (4096)

Mediji Ulazi: Dva Opskrba kasete, 80-100 (prikaz, stručni) plahte svaki

Mediji Izlazi: Jedan primiti ladica, 50 listova kapacitet

Mediji Veličine: 8 " x 10 ", 14 " x 17 " (plava i čisto), 11 " x 14 " (plava) DirectVista® Film

Opcionalni A, A4, 14 " x 17 " DirectVista Sive nijanse Papir

Dmax: > 3.0 s DirectVista Film

Arhivsko: > 20 godine s DirectVista Film, pod, ispod ANSI produženi rok skladište Uvjeti

Mediji Opskrba: svi mediji je predpakirano i tvornica zapečaćena

Sučelja: Standard: 10/100 / 1.000 Baza-T Ethernet (RJ-45), Serijski Konzola

Mreža Protokoli: Standard: 24 DICOM veze, FTP, LPR

Neobvezno: Windows mreža tiskanje

Slika Formati: Standard: DICOM, TIFF, GIF, PCX, BMP, PGM, PNG, PPM, XWD, JPEG, SGI (RGB),

Sunce Raster, Targa

Neobvezno: PostScript™ kompatibilnost

Slika Kvaliteta: Priručnik kalibriranje

Slika Kontrolirati: Gama, Kontrast, Polaritet, Rotacija, Skaliranje, Antialiasing

List Kontrolirati: Gustoća Podešavanje (Dmax), Pogledaj Stolovi (LUT), Slika Upozorenja, Natpisi, List Pokrivenost, Granica Ispunite, Usjev Sidro

List Oblikovanje: 1: 1-1: 81; Promjenjiva Višestruko formatiranje (VMF™), Fiksno Višestruko formatiranje (FMF™)

Kontrolirani Ploča: Veliki, s pozadinskim osvjetljenjem LCD prikaz, Status svjetla uključuju Na liniji, Upozorenje, Kvar, Aktivan Vlast i izbornik navigacija gumbi

Procesor: Intel

Memorija: 2 GB

Teško Disk: SSD, 32 GB (24 GB dostupno za namotavanje)

Odvojiva Pohrana: USB za softver nadogradnje

Pametna Kartica: 72 KB za spremanje konfiguracija podaci

Vlast: Univerzalni Ulazni: 100-120 / 230V ~ 50/60 Hz, 400W tisk, 45W besposlen

Toplina Emisija: Maksimum 400 W, 1.366 BTU / hr. tisk, 45 W, 153 BTU / hr. besposlen

Težina: 66 kg. (30 kg.)

Motor Dimenzije: 14,5 " (37 cm) H, 20,5 " (52 cm) W, 24 " (61 cm) L

Okoliš: Operativna Temperatura: 15-30 (prikaz, stručni) C, Pohrana: -22 - 50 C, Operativna Vlažnost: 10 - 70% R.H. (bez kondenzacije)

Regulatorni: Puna medicinski uređaj usklađenost uključujući Razred 2 FDA i Razred Ja MDR 2017/745 / EU (CE), GMP / QSR, ISO 13485: 2016 / NS-EN

ISO 13485: 2016, Električna Sigurnost IEC 60601-1 Ed. 3.1 i EMC / EMI:

FCC Razred A i IEC 60601-1-2: Ed. 4 za Profesionalno Zdravstvo Sadržaji