

Колодонска цветна хартия


С повече от днешните медицински системи, използващи цветни приложения, Codonics ръководи индустрията с нашата ХромаВис® цветна хартия

"Работим с група по неврологията, която се развълнува, когато видяха как нашите остри цветни изследвания на хартия

могат да бъдат примесени удобно в картоните на пациентите. Това буквално промени тяхната практика."

Джон Лични, MBA, RT, администратор за клиниката, Cleveland Отдел регионална рентгенология


- Кодоника изключителен медицински цвят съвпадение (MCM™) гарантира, че принтовете съответстват на мониторите с
- Идеален за лекари и домове за пациенти
- Специално предназначени за медицински приложения, цветната хартия е одобрена от FDA и е напълно
- Качеството на изображението е далеч по-високо от лазерните и офис принтери с 16,7 милиона цвята
- Единственият цвят на продукцията в индустрията, която наистина съперничи конвенционален цветен фотографски филм



Цветна хартия

Codonics въведе първия в света DICOM цвят и е пионер в мултимедия образи теса повече от десетилетие. Ние сме индустрията лидер в цветните образи с над 25 000 инсталации в световен мащаб.

Нашият Horizon Multi-media Imager разполага с впечатляващи цветен печат от край до край, максимизиране на изображенията намаляване на отпадъците. Кодоника изключителен Медицински цвят съвпадение (МСМ™) е напреднал за обработка на изображения, която регулира изходните цветове, за да съответстват точно на мониторите с Този процес коригира разликите в оттенъка, насищането, между принтера и меката копие станциите за прегледи. Потребителят може лесно да определи най-доброто съвпадение за екрана си, като използват МСМ конзола функция, която е вградена във всяка Кодоника с образи.



Цветните щампи винаги съвпадат с нашите ексклузивни Медицински цвят съвпадение (МСМ™) функция. Съгласуваност, яснота и насищане с codonics технология за оцветяване на багрило далеч надхвърля на восъчни или мастилеоструйни принтери.

Цветовата хартия на ChromaVista има фототегло основен материал, който се противопоставя на вода и разкъсване. Тъй като няма мастило или тонер, изображенията никога не се размазват или прехвърлят върху ръце или други отпечатъци.

Спецификации:

- Съвместим с хоризонта и nP/EP мултимедиини
- Непрекъснато цветово изобразяване на тонове
- $D_{min} < 0.10 OD$, $D_{max} > 2.500 OD$ (отразяващ)
- Дебелина ~ 0.2mm

Налични размери:

Хоризонта

A (8.5" x 11")
A4 (210 мм x 297 мм)
17991 Englewood Drive
Middleburg Heights, OH 44130 USA
(440) 243-1198
(440) 243-1334 Факс
Имейл info@codonics.com
www.codonics.com

За повече информация се свържете с
800-444-1198 или 440-243-1198 и поискайте
отдела за продажби на медии.

* Цветовата хартия на ChromaVista е достъпна за използване в повечето колодоничи, някои ограничения за модели и размери се прилагат. Спецификациите са подложат на промяна без предизвестие. Свържете се с вашия представител на Codonics за най-актуална информация. Авторски права © 2005 Codonics, Inc. 900-311-001 Rev A