

# Codonics barevný papír


*S více dnešních lékařských systémů pomocí barevných aplikací,  
Codonics vede průmysl s naší ChromaVista® Color Paper*

*"Pracujeme s neurologickou skupinou, která byla nadšená, když viděli, jak naše ostré barevné studie na papíře*

*pohodlně vklouznout do grafů pacientů. Doslova to změnilo jejich praxi."*

*John C. Litchney, MBA, RT, administrátor kliniky, ClevelandÚstav regionální radiologie*

- Codonics exkluzivní lékařské barevné párování (MCM™) zajišťuje, že tisky odpovídají monitorům s měkkou kopií
- Ideální pro doporučení lékařů a pacientů
- Speciálně navržen pro lékařské aplikace, Codonics barevný papír je schválen FDA a plně archivovatelný
- Kvalita obrazu je mnohem lepší než laserové a kancelářské tiskárny představovat 16,7 milionu barev
- Jediný barevný výkon v průmyslu, který skutečně soupeří konvenční barevný fotografický film




# Codonics ChromaVista®

## Barevný papír

Codonics představil na světě první dicom barvy a byl průkopníkem multi-media více než deset let. Jsme průmysl lídr v barevných obrazovkách s více než 25 000 zařízení po celém světě.

Náš Horizon Multi-media Imager nabízí ohromující barevný tisk od okraje k okraji, maximalizace zobrazování a snížení množství odpadu. Codonics exkluzivní Lékařské barevné párování (MCM™) je pokročilý funkce zpracování obrazu, která upravuje tisk barvy, aby přesně odpovídaly monitorům s měkkou kopií. Tento proces opravuje rozdíly v odstínu, sytosti, a intenzitu mezi tiskárnou a soft-copy kontrolních stanic. Uživatel může snadno určit nejlepší zápas pro jejich obrazovku pomocí automatického Funkce bracketingu MCM, která je zabudována do každého Kodonics imager.



Barevné výtisky vždy odpovídají softcopy monitorům s naším exkluzivním Funkce Lékařské shody barev (MCM™). Konzistentnost, srozumitelnost a nasycení s technologií codonics color dye-difúzní technologie daleko přesahuje voskových nebo inkoustových tiskáren.

ChromaVista Barevný papír má těžký, fotohmotnostní základní materiál, který odolává vodě a trhání. Vzhledem k tomu, že není inkoust nebo toner, obrázky nikdy rozmazat nebo přenést na ruce nebo jiné tisky.

### Specifikace:

- Kompatibilní s Horizon a a multimediální obrazáry NP/ EP
- Kontinuální tón barevné vykreslování
- Dmin < 0,10 OD, Dmax > 2.500 OD (reflexní)
- Tloušťka ~ 0,2 mm

### Dostupné velikosti:

#### Horizon

A ( 8,5" x 11")  
A4 (210 mm x 297 mm)  
17991 Englewood Drive  
Middleburg Heights, OH 44130 USA  
(440) 243-1198  
(440) 243-1334 Fax  
E-mail info@codonics.com  
www.codonics.com

**Pro více informací kontaktujte Codonics na adrese  
800-444-1198 nebo 440-243-1198 a požádat o  
naše hoprodej médií.**

\* ChromaVista Barevný papír je k dispozici pro použití ve většině snímků Codonics, některé model a velikost omezení platí. Specifikace jsou bez předchozího upozornění. Informace o tom vám poskytne zástupce společnosti Codonics. Autorská práva © 2005 Codonics, Inc 900- 311-001 Rev A