

Codonics DirectVista® Film poskytuje vynikající *kvalitu* obrazy v nákladově úsporném poli velikostí

Codonics Film

" Kvalita je lepší než tradiční filmové snímky dříve jsme používali. "

A. Joseph Borelli, MD, MRI ve společnosti Belfair -Bluffton, SC

- Zcela digitální, naše jedinečná technologie přímého tepla dosahuje lepší nebo rovno kvalitě obrazu "kvalitě laseru"
- Pohodlný suchý tisk eliminuje potřebu instalatérství, speciální požadavky na větrání a usychování
- 14" x 36" a 14" x 51" dlouhý film pro digitálně šitý skutečné obrazy na jednom souvislém filmu
- Více velikostí filmu umožňuje snížit náklady na film vytištěním o nejekonomičtější velikosti pro vaši aplikaci

8"x10"

20 x 25 cm

14" x17"

35 x 43 cm

14" x 51"

35 x 130 cm

14" x36"

35 x 92 cm

11" x14"

28 x 35 cm



Codonics

DirectVista® diagnostika

Modrý a jasný film

Codonics patentované zobrazovací technologie výstupy vynikající diagnostický suchý film s bezkonkurenční kvalitou obrazu.

Náš film je ideálním řešením pro nejnáročnější

lékařské tištěné aplikace. Úplné odstranění



mezeru mezi čarami postupováním filmu v hladkém

pohybu, diagnostický výstup je přesný a konzistentní.

Náš film je k dispozici v 14 "x 17", 11 "x14" a 8 "x 10",

dává uživateli možnost změnit velikost obrázku na vhodnou velikost filmu, která poskytuje alternativu k tisku na nižší náklady. Navíc naše exkluzivní 14"x 36" a 14" x 51" dlouhý film poskytuje specializovanou ortopedii "digitálně šité" obrazy skutečné velikosti pro dlouhou kost a studie skoliózy na jednom kontinuálním filmu. Závisí na Codonics poskytovat spolehlivé, konzistentní snímky s nejvyšší možnou kvalitou.

V tisících vedle sebe srovnání, deska certifikovaných radiologů nepoznal rozdíl mezi obrázky vytištěné na snímky Codonics z těch, které jsou vytištěny na dražších laserových snímacích počítači. Codonics patentován zobrazovací technologie výstupy diagnostický film dosažení bezkonkurenční univerzálnost a kvalitu obrazu.



Tradiční termální low-cost

laser high cost lasercodonics "No Pixel"

Mezery = mezery artefaktů =

artefakty bez mezer bez mezer dynamický mediální transportní systém (DMTS)

Ulow Codonics snímky tisknout, zatímco média

postupuje v hladkém pohybu eliminuje prostor mezi řádky.

Specifikace:

- Kompatibilní s Horizon a a multimediální obrazáry NP/ EP
- Kontinuální tón vykreslování ve stupních šedi
- $D_{min} < 0,10 OD$, $D_{max} > 3.00 OD$ (transmisivní)
- Tloušťka ~ 0,2 mm

Dostupné velikosti:

Snímky horizontu

14"x 51" (35 X 130 cm)

14"x 36" (35 x 92 cm)

14"x17" (35 X 43 cm)

11"x14" (28 X 35 cm)

8x10" (20 x 25 cm)

Snímky NP/EP

8x10" (20 x 25 cm)

11"x14"

8"x10"

17991 Englewood Drive
Middleburg Heights, OH 44130 Spojené státy americké
(440) 243-1198
(440) 243-1334 Fax
E-mail info@codonics.com
www.codonics.com
900-309-001 Zrev C

**Pro více informací kontaktujte Codonics na adrese
800-444-1198 nebo 440-243-1198 a požádat o
naše hoprodej médií.**

Obraťte se na svého zástupce společnosti Codonics pro konfigurace modelu a dostupnost médií. DirectVista Film je k dispozici pro použití ve většině snímků Codonics platí některé omezení modelu a velikosti. Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Informace o tom vám poskytne zástupce společnosti Codonics. Autorská práva © 2005-2006 Codonics, Inc.