

# Кодонич на сивото хартия


*Намаляване на разходите за хартиен и хартиен носител, без да се жертва качеството на изображението  
използване на изключителната Codonics директно® хартия за нива на сивото*

*"Печатът на хартия е добър за рентгенологията, не само за намаляване на цената на медиите, но и чрез реализиране на значителни икономии работните процеси и други незадължителни разходи."*

*Джон Лични, MBA, RT, администратор за Клиника "Кливланд", Катедра по регионална рентгенология*

*"Тази хартиена медия е значително по-достъпна от фолиото и предлага много предимства за крайния потребител."*

*Д-р Дейвид Стенерман, Диология, Ядрена радиологична връзка на открито и стт на Уестчестър, НЮ Йорк*



- Отлично качество на печати тена на част от цената на фолиото
- Качеството на изображението е далеч по-високо от лазерните и офис принтери
- Идеален за лекари и консултации с пациенти
- Размер на писмото му позволява удобно да се вписва в лекар или таблицата на пациента за бърз справка
- Няма тонери, восък или панделки, които никога не могат да бъдат


## Хартия с нива на сивото

DirectVista хартия с нива на сивото е специално създадена за медицински приложения. Тази висококачествена медия е идеален за лекари, които предпочитат да светлина без светлинна кутия.

Изключително за кодника, DirectVista

Хартията се предлага в различни размери, включително 14"x17" и 11"x 14", осигуряващи икономия на разходи на широкоформатен филм. Нашите А и А4 размер се вписва удобно в графиката, така че изображението може да следва пациента и лекарите може лесно да се обърне към него, като бележка или доклад.

Хартията DirectVista произвежда зашеметяващи щампи в сивото с изключително контрастни съотношения. Няма тонер, восък или лента, която да замени – някога. Това е идеалната медия за диагностичен преглед, копия на пациенти и както и архивиране.



Намалете бюджета си за филми с хартия DirectVista.

Заместването на 14"x17" хартия за широкоформатен филм незабавно намалява вашата цена на хартиен носител с 25%, като същевременно се поставят ключови изображения на хартия увеличава спестяванията до 65% за филм!

Хартията с нива на сивото directVista има фототегло основен материал, който се противопоставя на вода и разкъсване. Тъй като няма мастило или тонер, изображенията никога не се размазват или прехвърлят върху ръце или други отпечатъци.

### Спецификации:

- Съвместим с хоризонта и nP/EP мултимедиини
- Непрекъснато тонарен рендиране на сивото
- $D_{min} < 0.10 OD$ ,  $D_{max} > 2.00 OD$  (отразяващ)
- Дебелина ~ 0.2mm

### Налични размери:

#### Хоризонти

- 14"x17" (35 x 43 cm)
- 11" x 14" (28 x 35 cm)
- A (8.5"x 11")
- A4 (210 мм x 297 мм)

#### NP/EP образи

- A (8.5"x 11")
- A4 (210 мм x 297 мм)

За повече информация се свържете с 800-444-1198 или 440-243-1198 и поискайте отдела за продажби на медии.

\* DirectVista е на разположение за използване в повечето колонични образи, някои ограничения за модела и размера са приложими. Спецификациите са подлежат на промяна без предизвестие. Свържете се с вашия представител на Codonics за най-актуална информация. Авторско © 2007 Codonics, Inc.

17991 Енглуд Драйв  
Мидълбург Хайтс, ОН 44130 САЩ  
(440) 243-1198  
(440) 243-1334 Факс  
Имейл info@codonics.com  
www.codonics.com