

# Codonics Grayscale papír

*Snižte náklady na kopii bez obětování kvality obrazu  
použití Codonics exkluzivní Direct Vista® Grayscale papír*


*"Tisk papíru je přínosem pro radiologii, a to nejen při snižování ceny médií, ale také realizací významných úspor*

*v pracovním postupu a dalších měkkých nákladech."*

*John C. Litchney, MBA, RT, administrátor clevelandské kliniky, Katedra regionální radiologie*

*"Tato papírová média jsou výrazně dostupnější než film a koncovým uživatelům nabízí mnoho výhod."*

*Dr. David Stemerman, radiolog, Open High-Field MRI a CT z Westchesteru, NY*



- Vynikající kvalita tiskne za zlomek nákladů na film
- Kvalita obrazu je mnohem lepší než laserové a kancelářské tiskárny
- Ideální pro doporučení lékařů a konzultací s pacienty
- Velikost písmen umožňuje pohodlně se vejít do lékaře nebo pacienta pro rychlou referenci
- Žádný toner, vosk nebo stuhy, které by se nikdy nenahradily


# Codonics DirectVista<sup>®</sup>

## Papír ve stupních šedi

DirectVista® Grayscale papír je speciálně vytvořen pro lékařské aplikace. Tato vysoce kvalitní média je ideální pro odkazující lékaře, kteří dávají přednost zobrazení obrázky v místnosti světle bez světelného boxu.

Exkluzivně pro snímky Codonics, DirectVista Papír je k dispozici v různých velikostech, včetně 14"x17" a 11"x 14", které poskytují úsporu nákladů alternativy k velkoformátovému filmu. Naše A a A4 velikost výstupu pohodlně zapadá do grafu tak, aby obraz může následovat pacienta a lékaře lze snadno překlomit na něj, jako je poznámka nebo zpráva.

DirectVista Paper vytváří ohromující výtisky ve stupních šedi s vynikajícími kontrastními poměry. Neexistuje žádný toner, vosk nebo stuha nahradit - někdy. Je to ideální médium pro diagnostické hodnocení, pacienta a doporučení kopie stejně jako archivace.



Snižte rozpočet filmu pomocí directvistaového papíru. Nahrazení 14"x17" papír pro velkoformátové fólie okamžitě snižuje vaše tištěná cena o 25%, zatímco umístění klíčových obrázků na velikost písmen papír zvyšuje úspory až o 65% oproti filmu!

DirectVista Grayscale Papír má těžký, fotohmotnostní základní materiál, který odolává vodě a trhání. Vzhledem k tomu, že není inkoust nebo toner, obrázky nikdy rozmazat nebo přenést na ruce nebo jiné tisky.

### Specifikace:

- Kompatibilní s Horizon a multimediální obrazáry NP/ EP
- Kontinuální tón vykreslování ve stupních šedi
- $D_{min} < 0,10 OD$ ,  $D_{max} > 2,00 OD$  (reflexní)
- Tloušťka ~ 0,2 mm

### Dostupné velikosti:

#### Snímky horizontu

- 14"x17" ( 35 x 43 cm)
- 11" x 14" ( 28 x 35 cm)
- A ( 8,5" x 11")
- A4 (210 mm x 297 mm)

#### Snímky NP/EP

- A ( 8,5" x 11")
- A4 (210 mm x 297 mm)

Pro více informací kontaktujte Codonics na adrese 800-444-1198 nebo 440-243-1198 a požádat o naše hoprodej médií.

\* DirectVista Grayscale papír je k dispozici pro použití ve většině snímků Codonics, některé model a velikost omezení platí. Specifikace jsou bez předchozího upozornění. Informace o tom vám poskytne zástupce společnosti Codonics. Autorská práva © roce 2007 Codonics, Inc.

17991 Englewood Drive  
Middleburg Heights, OH 44130 Spojené státy americké  
(440) 243-1198  
(440) 243-1334 Fax  
E-mail info@codonics.com  
www.codonics.com