

Papel en escala de grises codonics

Reduzca los costos de copia impresa sin sacrificar la calidad de la imagen


utilizando el exclusivo Direct Vista® Grayscale Paper de Codonics

"La impresión de papel es una bendición para la radiología, no sólo en la reducción del precio de los medios, sino también en la realización de ahorros significativos en el flujo de trabajo y otros costos blandos."

John C. Litchney, MBA, RT, Administrador de The Cleveland Clinic, Departamento de Radiología Regional

"Este medio similar al papel es significativamente más asequible que el cine y ofrece muchas ventajas al usuario final".

Dr. David Stemerman, Radiólogo, MRI de alto campo abierto y TC de Westchester, NY




- Impresiones de calidad superior a una fracción del costo de la película
- La calidad de imagen es muy superior a las impresoras láser y de oficina
- Ideal para consultas médicas y de pacientes de referencia
- El tamaño de la carta le permite encajar convenientemente en un informe médico o la tabla del paciente para una referencia rápida
- No hay tóner, cera o cintas para reemplazar

Papel en escala de grises

DirectVista® Grayscale Paper se crea específicamente para aplicaciones médicas. Este medio de alta calidad es ideal para médicos de referencia que prefieren ver imágenes en la luz de la habitación sin una caja de luz.

Exclusivamente para imágenes de Codonics, DirectVista El papel está disponible en una variedad de tamaños, incluyendo 14"x17" y 11"x 14", proporcionando ahorro de costos alternativas al cine de gran formato. Nuestra A y A4 salida de tamaño encaja convenientemente en un gráfico para que la imagen puede seguir al paciente y a los médicos puede voltear fácilmente a ella, como una nota o informe.

DirectVista Paper produce impresionantes impresiones en escala de grises con excelentes relaciones de contraste. No hay tóner, cera o cinta para reemplazar – nunca. Son los medios ideales para la revisión diagnóstica, el paciente y las copias de referencia así como el archivado.



Reduzca su presupuesto cinematográfico con DirectVista Paper. Sustituir papel de 14"x17" por película de gran formato reduce inmediatamente su costo de copia impresa en un 25%, mientras que la colocación de imágenes clave en el tamaño de la letra papel aumenta el ahorro hasta un 65% sobre la película!

DirectVista Grayscale Paper tiene un material base de fotopeso que resiste el agua y el desgarramiento. Dado que no hay tinta ni tóner, las imágenes nunca se manchan ni se transfieren a las manos ni a otras impresiones.

Especificaciones:

- Compatible con Horizon y y imágenes multimedia NP/EP
- Renderizado continuo en escala de grises de tono
- Dmin < 0.10 OD, Dmax > 2.00 OD (reflectante)
- Espesor de 0,2 mm

Tamaños disponibles:

Horizon Imagers

14" x 17" (35 x 43 cm)
11" x 14" (28 x 35 cm)
A (8,5" x 11")
A4 (210mm x 297mm)

Imágenes NP/EP

A (8,5" x 11")
A4 (210mm x 297mm)

Para obtener más información, póngase en contacto con Codonics al 800-444-1198 o 440-243-1198 y pida nuestro Departamento de Ventas de Medios.

* DirectVista Grayscale Paper está disponible para su uso en la mayoría de los imagers de Codonics, se aplican algunas restricciones de modelo y tamaño. Las especificaciones son sujeto a cambios sin previo aviso. Póngase en contacto con su representante de Codonics para obtener la información más reciente. Copyright © 2007 Codonics, Inc.

17991 Englewood Drive
Middleburg Heights, OH 44130 Estados Unidos
(440) 243-1198
(440) 243-1334 Fax
Info@codonics.com de correo electrónico
www.codonics.com