

Codonics harmaasävy paperi

*Vähennä paperikotuskustannuksia tinkimättä kuvanlaadusta
kohteleva Codonics ilman Antaa tehtäväksi Näköala® Harmaa
paperoida*


"Paperin painaminen on siunaus radiologialle, ei ainoastaan mediahintojen alentamisessa vaan myös merkittävien säästöjen

työnkulkuun ja muihin ohjelmakustannuksiin."

John C. Litchney, MBA, RT, Clevelandin klinikan hallintovirkamies, alueradiologian laitos

"Tämä paperi-kuin media on huomattavasti edullisempi kuin elokuva ja tarjoaa monia etuja loppukäyttäjälle."

Dr. David Stemerman, radiologi, Open High-Field MRI ja CT Westchester, NY



- Laadukkaat tulosteet murto-osalla filmin kustannuksista
- Kuvanlaatu on paljon parempi kuin laser- ja toimistotulostimet
- Ihanteellinen lääkäreiden ja potilaiden kuulemisiin
- Letter-koon ansiosta se mahtuu kätevästi viittaaviin lääkärin raportti tai potilaan kaavio pikaopas
- Ei väriainetta, vahaa tai nauhoja, jotka koskaan korvaavat

Harmaasävypaperi

DirectVista® Grayscale Paper on nimenomaan luotu lääketieteellisiin sovelluksiin. Tämä korkealaatuinen media sopii erinomaisesti lääkäreille, jotka haluavat katsella kuvia huoneen valossa ilman valolaatikkoa.

Vain Codonics imagers, DirectVista Paperia on saatavana eri kokoisina, mukaan lukien 14 "x17" ja 11 "x 14", mikä säästää kustannuksia vaihtoehtoja suurikokoisille kalvoille. Meidän Ja A4 kokotuloste sopii kätevästi kaavioon, jotta kuva voi seurata potilaan ja lääkäreiden helposti kääntää siihen, kuten huomata tai raportti.

DirectVista Paper tuottaa upeita harmaasävytulosteita erinomainen kontrasti suhde. Ei ole väriainetta, vahaa tai nauhaa vaihdettavaksi – aina. Se on ihanteellinen media diagnostisia tih-, potilas- ja läheteiden kopioita varten sekä arkistointi.



Vähennä elokuvabudjettiasi DirectVista-paperilla. 14"x17"-paperin korvaaminen suurikokoisille kalvoille vähentää välittömästi paperikopio maksaa 25 %, samalla kun avainkuvat asetetaan letter-kokoon paperi lisää säästöjä jopa 65% yli elokuva!

DirectVista Grayscale Paper on raskas, valokuva-paino pohja materiaali, joka kestää vettä ja repimistä. Koska mustetta tai väriainetta ei ole, kuvat eivät koskaan tahraa tai siirrä käsiin tai muihin tulosteisiin.

Eritelmät:

- Yhteensopiva Horizonin ja NP/ EP multi-media imagers
- Jatkuva sävy harmaasävyrenderöinti
- Dmin < 0,10 OD, Dmax > 2,00 OD (heijastava)
- Paksuus ~ 0.2mm

Saatavilla olevat koot:

Horizon-kuvantajat

35 x 43 cm (14 x 17 tuumaa)
28 x 35 cm (11 x 14 tuumaa)
A (8,5 x 11")
A4 (210mm x 297mm) (210 mm x 297 mm)

NP/EP Imagers

A (8,5 x 11")
A4 (210mm x 297mm) (210 mm x 297 mm)

Lisätietoja codonics osoitteessa

800-444-1198 tai 440-243-1198 ja pyydä mediamyöntiasastollemme.

* DirectVista Grayscale Paper on käytettävissä useimmissa Codonics imagers, jotkut malli- ja kokorajoitukset ovat voimassa. Tekniset tiedot ovat voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ota yhteyttä Codonicsin edustajaan saadaksesi viimeisimmät tiedot. Copyright © 2007 Codonics, Inc.

17991 Englewood-asema

Middleburg Heights, OH 44130 Yhdysvallat

(440) 243-1198

(440) 243-1334 Faksi

Lähetä info@codonics.com sähköpostitse

www.codonics.com

900-310-001 Rev A