

Codonics Hârtie în tonuri de gri

Reduceți costurile cu copia de hârtie fără a sacrifica calitatea imaginii


folosind Codonics exclusive Direct Vista® Grayscale Paper folosind Codonics exclusive Direct Vista® Grayscale Paper

"Imprimarea hârtiei este un avantaj pentru radiologie, nu numai în reducerea prețului media, ci și prin realizarea de economii semnificative în fluxul de lucru și alte costuri soft."

John C. Litchney, MBA, RT, Administrator pentru Clinica Cleveland, Departamentul de Radiologie Regională

"Această hârtie-ca mass-media este semnificativ mai accesibilă decât filmul și oferă multe avantaje pentru utilizatorul final."

Dr. David Stemerman, radiolog, Open High-Field RMN și CT din Westchester, NY



- Printuri de calitate superioară la o fracțiune din costul filmului
- Calitatea imaginii este mult superioară imprimantelor laser și de birou
- Ideal pentru trimiterea medicilor și consultațiile pacienților
- Dimensiunea literei îi permite să se potrivească convenabil într-o raportul medicului sau diagrama pacientului pentru referințe rapide
- Nu toner, ceară sau panglici pentru a înlocui vreodată


Codonics DirectVista®

Hârtie în tonuri de gri

DirectVista® Grayscale Paper este creat în mod specific pentru aplicații medicale. Acest suport de înaltă calitate este ideal pentru medicii de trimitere care preferă să vadă imagini în lumina camerei, fără o cutie de lumină.

Exclusiv pentru imagini Codonics, DirectVista Hârtia este disponibilă într-o varietate de dimensiuni, inclusiv 14"x17" și 11"x 14", oferind de economisire a costurilor alternative la film format mare. Noastre A și A4 dimensiunea de ieșire se potrivește convenabil într-o diagramă, astfel încât imaginea poate urmări pacientul și medicii poate flip cu ușurință la ea, ar fi o notă sau raport.

DirectVista Paper produce imprimeuri uimitoare în tonuri de gri cu raporturi de contrast remarcabile. Nu există toner, ceară sau panglică pentru a înlocui - vreodată. Este mass-media ideală pentru copii de diagnostic, copii ale pacienților și de sesizare precum și arhivarea.



Reduceți bugetul filmului cu DirectVista Paper. Înlocuirea hârtiei de 14"x17" pentru pelicula în format mare reduce imediat hardcopia a costat 25%, în timp ce plasează imagini cheie pe dimensiunea literei hârtie crește economiile de până la 65% peste film!

DirectVista Grayscale Paper are o foto-greutate material de bază, care rezistă la apă și rupere. Deoarece nu există cerneală sau toner, imaginile nu se frotiu sau transfera pe mâini sau alte printuri.

Specificatii:

- Compatibil cu Horizon și și np / EP multi-media imagers
- Redare continuă în tonuri de gri
- Dmin < 0,10 OD, Dmax > 2,00 OD (reflectorizant)
- Grosime ~ 0,2 mm

Dimensiuni disponibile:

Imagini Horizon

- 14"x17" (35 x 43 cm)
- 11" x 14" (28 x 35 cm)
- A (8,5" x 11")
- A4 (210mm x 297mm)

Imagini NP/EP

- A (8,5" x 11")
- A4 (210mm x 297mm)

Pentru mai multe informații contactați Codonics la 800-444-1198 sau 440-243-1198 și să solicite Departamentul nostru de Vânzări Media.

* DirectVista® Grayscale Hârtie este disponibil pentru utilizare în cele mai multe imagini Codonics, unele modele și restricții de dimensiune se aplică. Specificațiile sunt pot fi modificate fără notificare prealabilă. Contactați reprezentantul Codonics pentru cele mai recente informații. Copyright © 2007 Codonics, Inc 17991 Englewood Unitate Middleburg Heights, OH 44130 Statele Unite ale Americii (440) 243-1198 (440) 243-1334 Fax E-mail info@codonics.com www.codonics.com