

Safe Label System®

Administration Tool (AT)

BG - български език

Общ преглед

Никога преди не е било по-лесно да упълномощавате всяка област за приготвяне на лекарства с надзор и съответствие на ниво аптека. Кодоника Станцията за безопасност на етикетите (SLS) Point of Care Station (PCS) се намира навсякъде, където се приготвят лекарства, и използва интегрираната база данни с формули за повишаване на безопасността на пациентите и спазването на етикетите. Тази база данни, създадена с помощта на инструмента за администриране на SLS (AT), е софтуерът за управление на системата, който позволява на аптеките лесно да създават и контролират лекарствен формуляр, включително одобрени на място лекарства, концентрации и правила за употреба, разширявайки обхвата на влияние на аптеката до точката за подготовка на лекарства. TheAT дава възможност на болнична аптека да:

Характеристики / предимства

- Бързо и лесно да създадете формуляр, който включва одобрени от болница лекарства, обединени с болничните политики, заедно с изискванията на Съвместната комисия (TJC) и Американското дружество по анестезиология (ASA) и насоките за етикетирание по ISO
- Контролирайте внедряването на формуляра, конфигурацията, потребителските пакети на SLS и актуализациите на софтуера на всеки SLS PCS
- Заредете одобрени от сайта, персонализирани формуляри на всеки SLS PCS, така че да са на разположение на клиницистите в точката на подготовка и приложение за безопасна проверка, идентифициране и потвърждаване на лекарствата за повишаване на безопасността на пациентите и намаляване на грешките в лекарствата
- Намаляване на времето, отделено на ръчна документация, поддържане на съответствие с 340B, когато се използва заедно със SLS-WAVE. SLS включва едногодишен абонамент за Lexicomp™ Basic Drug Database. За да попълнят MDD със записи на наркотици, потребителите могат да импортират базата данни Lexicomp, собствената си база данни или да добавят лекарства ръчно.

Спецификации

Препоръчително - Изисквания за АТ Сървър

Хардуер: Intel Quad Core (i5, i7 или Xeon) с 4 ядра, 8 GB RAM

Място на твърдия диск: Минимум 5 GB свободно място за приложение.

Препоръчителни 30 GB общо при инсталиране

Компютърна ОС: Windows® 7, Windows 10, Windows Server 2008, 2012R2 и 2016.

Изисква се 64-битова.

Препоръчително - Изисквания за АТ Клиент

Поддръжка на браузър: Internet Explorer IE 8 или по-нова

Разделителна способност на екрана: Минимум 1440 x 900; използвайте шрифтовете на браузъра по подразбиране

Компютърна операционна система: Windows® 7 или по-нова

Приложения: Excel® 2003 или по-нова версия за отваряне на отчети

Единичен вход: АТ Управление на потребителите с помощта на Microsoft® Active Directory