

Virtua®

Medical Disc Publisher

TR - Türkçe

Genel Bakış

Kodonik Virtua Medical Disc Publisher, otomatik bir disk kaydedicide olağanüstü hız, verimlilik ve kullanım kolaylığı sunar. Bu yenilikçi tıbbi cihaz, birden çok tıbbi çalışmayı aynı anda CD ve DVD ortamına kaydedip etiketleyebilen DICOM uyumlu bir ağ cihazıdır. Virtua'nın kompakt tasarımı, gelişmiş bir yerleşik işlemci, robotik disk kullanımı ve iş akışını ve üretkenliği optimize eden kullanıcı dostu bir dokunmatik ekran arayüzüne sahiptir. Yerleşik yazıcı, hasta demografisini ve pazarlama için tesisin adresini ve logosunu içeren parlak, tam renkli disk etiketleri üretir. Müşteriler kendi özel etiketlerini oluşturabilir veya Kodonik Müşterilerimize özel olarak sunulan disk etiketi tasarım hizmeti.

Özellikler / Faydalar

- İş istasyonunuzu veya çalışan kaynaklarınızı bağlamadan hasta çalışmalarını otomatik olarak kaydeder
- Doğrudan modalite iş istasyonlarından isteğe bağlı disk oluşturma ve etiketleme
- Çalışmalar, bir veya daha fazla sayıda kullanılarak bir iş istasyonundaki diskten rahatlıkla görüntülenebilir.

DICOM görüntüleyicileri, uzman görüntüleyiciler ve / veya özel OEM görüntüleyiciler *

- HL7 ve DICOM Yapılandırılmış Raporları alınabilir ve bir hastanın çalışmasıyla eşleştirilebilir ve hem raporun hem de çalışmanın aynı disk üzerinde birlikte kaydedilmesini sağlar **
- Sezgisel dokunmatik ekran acemileri dakikalar içinde uzmana dönüştürür
- Kullanıcı arayüzü birden çok dilde mevcuttur
- Zamanlanmış Arşiv, yedekleme / felaket kurtarma için tüm çalışmaları otomatik olarak diske kaydeder. Ayrıca her diske tüm arşiv etkinliklerinin tam bir geçmişi kaydeder **
- Kompakt tasarım, kolay yerleştirme sağlar
- DICOM bölüm 10, IHE PDI ve HIPAA uyumluluğu için denetim günlükleri dahil endüstri standartlarını karşılar

* tüm izleyiciler standart değildir

** isteğe bağlı özellik

Teknik Özellikler

Medya Girişleri: İki adet 50 diskli giriş bölmesi

Ortam Çıkışı: Bir 25 diskli çıkış bölmesi

Optik Sürücüler: İki CD / DVD sürücüsü

Kaydedilebilir Biçimler: CD-R, DVD-R

Etiket Baskı Teknolojisi: Mürekkep Püskürtmeli

Baskı Çözünürlüğü: 4800 dpi'ye kadar

Mürekkep Kartuşu: Bir adet üç renkli kartuş

Kullanıcı Arayüzü: Entegre / çıkarılabilir 15 "LCD dokunmatik ekran

ve uzaktan web tarayıcısı erişimi

Verim:*** Saatte 30 CD'ye kadar, saatte 15 DVD

İşlemci: Intel® Celeron® G3900

Bellek: 4 GB

Veri Depolama: 120 GB

Arayüz: 10/100 Base-T / Gigabit Ethernet (RJ-45)

Ağ Protokolleri: DICOM Store SCP (24 eşzamanlı bağlantıya kadar)

DICOM sorgulama / alma (isteğe bağlı)

HTTP Web Sunucusu (uzaktan kontrol ve konfigürasyon için)

Akıllı Sürücü: Yapılandırma verilerini depolamak için USB flash sürücü

Güç: Evrensel Giriş: 100-240VAC, 50/60 Hz, 300 VA (nominal güç)

Boyutlar: 26,7"(67,8 cm) Y, 19,2 "(48,6 cm) G, 26,7" (67,8 cm) U

Ağırlık: 60 lbs. (28kg.)

Yasal düzenleme: Sınıf 1 FDA ve Sınıf I dahil tam tıbbi cihaz uyumluluđu

MDR 2017/745 / EU (CE), GMP / QSR, ISO 13485: 2016 / NS-EN ISO 13485: 2016,
Elektriksel Güvenlik IEC 60601-1 Ed. 3.1 ve EMC / EMI: FCC Sınıf B ve IEC 60601-1-2: Ed.
Profesyonel Sağlık Tesisleri için 4

*** tipik bir klinik çalışmaya ve ađ yapılandırmasına dayanır