

Virtua[®]E

Medical Disc Publisher

BG - български език

Общ преглед

Virtua E е перфектният, икономичен, лесен за използване аксесоар за разпространение на изображения за всякакви модалности. Компактният му дизайн се отличава с настолен сензорен екран, усъвършенстван процесор за получаване и управление на изследвания, роботизиран записващ диск и принтер и удобен за потребителя интерфейс. Вграденият принтер произвежда брилянтни, пълноцветни етикети на дискове, които включват демографски данни на пациента и адрес и лого на съоръжението за маркетинг. Клиентите могат да създават свои собствени етикети или да използват услугата за дизайн на етикети на дискове Codonics, предлагана изключително на нашите клиенти.

Характеристики / предимства

- Автоматично записва и етикетира проучванията на пациентите, без да обвързвате вашите ресурси на оркstation или служители
- Проучванията могат да бъдат удобно разглеждани от диск на работна станция, като се използват един или повече DICOM зрители, специализирани зрители и / или персонализирани OEM зрители
- HL7 и DICOM структурирани отчети могат да бъдат получени и съпоставени с проучване на пациент, позволяващо записването на доклада и проучването заедно на един и същ диск **
- Разказаните съобщения осигуряват пълно състояние на системата с едно натискане на бутон
- Интуитивният сензорен екран превръща новациите в експерти за минути
- Потребителският интерфейс е достъпен на множество езици
- Scheduled Archive автоматично записва всички проучвания на диск за архивиране / възстановяване при бедствия. Той също така записва пълна история на всички архивни дейности на всеки диск **
- Изключително компактен дизайн позволява лесно разполагане
- Отговаря на индустриалните стандарти, включително DICOM част 10, IHE PDI и одитните дневници за съответствие с HIPAA

* не всички зрители са стандартни

** незадължителни функции

Спецификации

Вход за медия: Един входен кош с 20 диска
Media Output: Един изходен контейнер с 25 диска
Оптично устройство: Едно CD / DVD устройство
Записваеми формати: CD-R, DVD-R
Технология за печат на етикети: Inkjet
Резолуция на печат: До 4800 dpi
Касета с мастило: Едноцветна касета (CMY)
Потребителски интерфейс: 15 "LCD сензорен екран
Отдалечен достъп до веб браузър с помощта на Internet Explorer®
Производителност:*** До 25 CD на час, 10 DVD на час
Съхранение на данни: 40 GB
Интерфейс: 10/100 Base-T / Gigabit Ethernet (RJ-45)
Мрежови протоколи: DICOM Store SCP
DICOM заявка / извличане (по избор)
HTTP веб сървър (за дистанционно управление и конфигуриране)
Smart Drive: USB флаш устройство за съхранение на конфигурационни данни
Мощност: Универсален вход: 100-240VAC, 50/60 Hz, 175 VA (номинална мощност) ****
Размери: 10.5"(26,7 cm) H, 18,2 "(46,2 cm) W, 21,7" (55,1 cm) L ****
Тегло: 43 lbs. (19,3 кг.)

Регулаторно: Пълно съответствие на медицинските изделия, включително клас 1
FDA и клас I MDR 2017/745 / EU (CE), GMP / QSR, ISO 13485: 2016 / NS-EN ISO 13485:
2016, Електрическа безопасност IEC 60601-1 Ed. 3.1 и EMC / EMI: FCC клас B и IEC
60601-1-2: Изд. 4 за професионални здравни заведения

*** въз основа на типично клинично проучване и конфигурация на мрежата

**** дисплеят не е включен