

Virtua[®] XR

Medical Disc Publisher

GA - Gaeilge

Forbhreathnú

Tá anCodonics Taifeadann Foilsitheoir Diosca Leighis Virtua XR suas le 62 CD nó 31 DVD san uair. Coinníonn Virtua suas le ilmhódúlachtimpeallachtaí, agus tá sé deartha go sonrach d'fheidhmchláir íomháithe ardoirte ar nós MR cíche, PET / CT, MRA agus CTA ina gcuireann córais íomháithe na mílte íomhá in aghaidh na huaire. Déantar dioscaí saincheaptha a thairgeadh, a lipéadú agus réidh le fágáil leis an othar gan cur isteach ar shreabhadh oibre. Tá ardphróiseálaí i ndearadh dlúth an XR chun staidéir a fháil agus a bhainistiú, taifeadán diosca robotic agus printéir, agus comhéadan scáileáin tadhaill atá furasta le húsáid. Táirgeann an printéir ionsuite lipéid diosca lándaite iontacha a chuimsíonn déimeagrafaic othar agus seoladh agus lógó na saoráide le haghaidh margaíochta. Is féidir le custaiméirí a gcuid lipéad saincheaptha féin a chruthú nó a úsáidCodonics seirbhís dearaidh lipéad diosca a thairgtear go heisiach dár gcustaiméirí.

Gnéithe / Sochair

- Déanann sé staidéir othar a thairgeadh go huathoibríoch gan do stáisiún oibre nó acmhainní d'fhostaithe a cheangal suas
- Cruthú agus lipéadú diosca ar éileamh go díreach ó stáisiúin oibre módúlachta
- Is féidir staidéir a fheiceáil go háisiúil ón diosca ar stáisiún oibre agus ceann amháin nó níos mó a úsáid

Lucht féachana DICOM, lucht féachana speisialaithe agus / nó lucht féachana OEM saincheaptha *

- Is féidir Tuarascálacha Struchtúrtha HL7 agus DICOM a fháil agus a mheaitseáil le staidéir othair a cheadaíonn

taifeadadh na tuarascála agus an staidéir le chéile ar an diosca céanna **

- Tiontaíonn scáileáin tadhaill iomasach saineolaithe nua i nóiméid
- Tá comhéadan úsáideora ar fáil i go leor teangacha
- Déanann an Chartlann Sceidealta gach staidéir a thairgeadh go huathoibríoch le diosca le haghaidh aisghabháil cúltaca / tubaiste.

Déanann sé taifead freisin ar stair iomlán na ngníomhaíochtaí cartlainne uile ar gach diosca
**

- Ligeann dearadh dlúth do shuí éasca
- Buailteann sé le caighdeáin tionscail lena n-áirítear DICOM cuid 10, IHE PDI, agus logaí iniúchta maidir le comhlíonadh HIPAA

* níl gach lucht féachana caighdeánach

** gnéithe roghnacha

Sonraíochtaí

Ionchuir Meán: Dhá bhosca bruscair ionchuir 50 diosca

Aschur Meán: Araid aschuir 25 diosca amháin

Tiomántáin Optúla: Dhá thiomántán CD / DVD

Formáidí Taifeadta: CD-R, DVD-R

Teicneolaíocht Priontála Lipéad: Inkjet

Rún Priontála: Suas le 4800 dpi

Cartús Dúigh: Cartús trí-dath amháin

Comhéadan Úsáideora: Scáileán tadhail LCD comhtháite / inscortha 15 " agus cianrochtain ar bhrabhsálaí gréasáin

Feidhmíocht:*** Suas le 62 CD san uair, 31 DVD san uair

Próiseálaí: Intel® Celeron® G3900

Cuimhne: 4 GB

Stóráil Sonraí: 190 GB

Comhéadan: 10/100 Ethernet Base-T / Gigabit (RJ-45)

Prótacail Líonra: DICOM Store SCP (suas le 24 nasc comhuaineach)

Ceist / aisghabháil DICOM (roghnach)

Freastalaí Gréasáin HTTP (le haghaidh cianrialtáin agus cumraíochta)

Tiomáint Cliste: Tiomáint flash USB chun sonraí cumraíochta a stóráil

Cumhacht: Ionchur Uilíoch: 100-240VAC, 50/60 Hz, 300 VA (cumhacht rátáilte)

Toisí: 26.7"(67.8 cm) H, 19.2 "(48.6 cm) W, 26.7" (67.8 cm) L.

Meáchan: 60 lb. (28 kg.)

Rialála: Comhlíonadh iomlán feistí leighis lena n-áirítear Aicme 1 FDA agus Aicme I.

MDR 2017/745 / EU (CE), GMP / QSR, ISO 13485: 2016 / NS-EN ISO

13485: 2016, Sábháilteacht Leictreach IEC 60601-1 Ed. 3.1 agus EMC / EMI:

FCC Aicme B agus IEC 60601-1-2: Ed. 4 do Ghairmiúil

Áiseanna Cúraim Sláinte

*** bunaithe ar ghnáthstaidéar cliniciúil agus ar chumraíocht líonra