

# Virtua<sup>®</sup> C

CD/DVD ディスク パブリッシャー



**CODONICS**

Defining Image Distribution

# Virtua® C

CD/DVD ディスク パブリッシャー



## 概要

コドニックスのCD/DVDディスクパブリッシャー Virtua C (バーチュア C) は、CD/DVDへのDICOMデータの書き込み、DICOMビューワの添付、ラベル印刷までを簡単な操作で全自動で行なえる小型・廉価版ディスクパブリッシャーです。CD/DVD対応のドライブ、高速ラベルプリンター、DICOM及びWEBサーバー機能を有するコントローラーがコンパクトなボディに凝縮された独立・統合型ディスクパブリッシャーです。Virtua Cは、DICOM Part 10、IHE PDIに準拠、汎用性の高いDICOMビューワ付きCD/DVDを簡単な操作で高速・自動作成、フィルムレス環境下でコストダウンとワークフローの改善をサポートします。

## 機能/利点

- ワークステーションやPACS端末でのディスク作成作業による負担を軽減、専従オペレータ不要でDICOMビューワとラベル付きCD/DVDを簡単に自動作成できます
- Virtua Cで作成されるCD/DVDには汎用性の高いコドニックスDICOMビューワが標準添付、他社製DICOMビューワを書き込むことも可能です\*
- HL7レポートに対応、レポートとDICOM画像データを1枚のディスクに書き込むことが可能です。ホットフォルダ機能により画像・文書データなどあらゆるファイルを書き込みます\*\*
- ナレーションボタンでステータスメッセージを聞くことができます
- 使い易いウェブユーザーインターフェイスは日本語対応しています
- コンパクト設計で、キーボードやマウスも不要、設置場所を選びません
- ウェブサーバー機能により、ネットワーク上のウェブブラウザ機能で端末から操作します
- DICOM Part 10、IHE PDIなどの業界標準規格に準拠し、作成ログを記録します

\*他社製ビューワはオプションです  
\*\*オプション機能となります

## 仕様

メディアサブライズ数:	20枚 (ディスクホルダーに装填できる枚数)
メディアレシープ数:	25枚 (本体レシープトレイで受けられる枚数)
書き込みドライブ:	シングルドライブ (CD/DVD)
使用可能メディア:	CD-R, DVD-R
ラベルプリント方式:	インクジェット
印刷解像度:	4800 dpi
インクカートリッジ:	シングルカラーカートリッジ (CMY)
ユーザーインターフェイス:	WEBブラウザ (同一ネットワーク上の端末から遠隔操作可能)
処理能力:***	~ CD 25枚/時、DVD 10枚/時
画像保存領域:	40 GB
インターフェイス:	10/100 Base-T/Gigabit Ethernet (RJ-45)
ネットワークプロトコル:	DICOM Store SCP, Query/Retrieve HTTP Web Server (遠隔操作・設定可能)
スマートドライブ:	USB フラッシュドライブ (設定データ保存)
電源:	100-240VAC, 50/60 Hz, 175VA (定格出力)
外形寸法:	幅46.2cm 奥行55.1cm 高さ26.7cm
重量:	14.6 kg
適合規格:	Class 1 FDA and Class I MDR 2017/745/EU (CE), GMP/QSR, ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016, Safety IEC 60601-1 Ed. 3.1 and EMC/EMI: FCC Class B and IEC 60601-1-2: Ed. 4 for Professional Healthcare Facilities



\*\*\*標準的な検査データ量を書き込んだ場合の処理枚数です

この製品は日本国内限定モデルです

## WEBブラウザによる操作画面



Call Codonics today at (03)-4360-3933 or visit [www.chj.co.jp](http://www.chj.co.jp) for more information.

All registered and unregistered trademarks are the property of their respective owners. Specifications subject to change without notice. Patents: [www.codonics.com/ip/patents](http://www.codonics.com/ip/patents) Copyright © 2006-2021 Codonics Inc. Printed in the U.S.A. 10/2021



This model/configuration of Virtua is not available for purchase or use in the United States.



株式会社コドニックス・ヘルスケア・ジャパン  
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23  
AQUACITY芝浦9階  
TEL: 03-4360-3933  
FAX: 0568-73-7795  
URL: <http://www.chj.co.jp>