

# Virtua<sup>®</sup> C

Grabador/Rotulador de CD/DVD de Uso Clínico



**CODONICS**

Definiendo la Distribución de su Imagen



### Descripción / Perspectiva General

El Virtua C es el complemento perfecto, económico y fácil de utilizar para distribuir su imagen desde cualquier modalidad. Su diseño compacto integra un procesador avanzado para recibir y utilizar los estudios, un grabador y rotulador de CD/DVD robótico y una interfaz fácil de utilizar. La impresora integrada crea impresionantes carátulas de disco a todo color, con los datos del paciente y la dirección y logotipo del centro de diagnóstico. Los clientes pueden crear sus propias carátulas personalizadas o utilizar el servicio de diseño de carátulas de Codonics.

### Características y Ventajas

- Graba automáticamente los estudios e informes Dicom de los pacientes sin necesidad de ocupar su estación de trabajo o recursos humanos
- Los estudios grabados en los discos pueden ser cómodamente visualizados en una PC o Estación de Trabajo utilizando los programas auto-ejecutables visores DICOM, visores especializados y visores personalizados de OEMs\*
- Recibe y coordina los datos de los Informes de Reportes Médicos ya sean HL7 o Reportes Estructurados DICOM con los del estudio del paciente, permitiendo grabar el informe y el estudio en el mismo disco\*\*
- Mensajes narrados proveen de un completo status al simple toque de un botón
- Interfaz de usuario disponible en castellano
- El Archivo Programado graba automáticamente todos los estudios en disco para hacer una copia de seguridad, haciendo un registro completo de todos los datos archivados en cada disco (back up económico)\*\*
- Su diseño ultra compacto facilita su ubicación en cualquier sitio
- Cumple todos los estándares de la industria, incluyendo DICOM parte 10, IHE, PDI y logs auditables HIPAA compliance

\*no todos los visores son estándar

\*\*características opcionales

### Especificaciones

- Entrada de CDs/DVDs: Una bandeja de entrada de 20 discos
- Salida de CDs/DVDs: Una Contenedor de salida de 25 discos
- Grabadores Óptico: Un grabador de CD/DVD
- Formatos de grabación: CD-R, DVD-R
- Impresión de Carátulas: Inkjet (Inyección de Tinta)
- Resolución de Impresión: Hasta 4800 dpi
- Cartucho de Tinta: Un cartucho de tinta color (CMY)
- Interfaz de Usuario: Acceso remoto desde navegador web utilizando Internet Explorer®
- Rendimiento:\*\*\* Hasta 25 CDs/hora, 10 DVDs/hora
- Almacenamiento de Datos: 40 GB
- Interfaz: 10/100 Base-T / Gigabit Ethernet (RJ-45)
- Protocolos de Red: DICOM Store SCP  
DICOM query/retrieve (opcional)  
Servidor Web HTTP (para control y configuración remotos)
- Smart Drive: Unidad flash USB para almacenar los datos de configuración
- Alimentación Eléctrica: Entrada Universal: 100-240V~ 50/60 Hz, 175 VA (potencia registrada)
- Dimensiones: Alto 26.7 cm, ancho 46.2 cm, largo 55.1 cm.
- Peso: 14.6kg.
- Regulatorio: Cumple con todas las normativas requeridas para dispositivos médicos, incluyendo Clase I de la FDA y Clase I del MDR 2017/745/EU (CE), GMP/QSR, ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016, normativa de seguridad eléctrica IEC 60601-1 Ed. 3.1 and EMC/EMI: FCC Clase B y IEC 60601-1-2: Ed. 4 para Centros de Salud.

\*\*\*basado en un estudio clínico típico y configuración de red típica

### Interfaz Fácil de Utilizar Vía WEB



Este modelo/configuración de Virtua no está disponible para su venta o uso en los Estados Unidos.



Oficinas Corporativas en:  
17991 Englewood Drive  
Middleburg Heights, OH 44130 USA  
+1.440.243.1198  
+1.440.243.1334 Fax  
Email info@codonics.com  
www.codonics.com

Llame hoy a Codonics al **+1.440.243.1198** o visite [www.codonics.com](http://www.codonics.com) para más información.