

# Virtua® E

Robot de Gravage



**CODONICS**

Définir La Diffusion Des Images

# Virtua® E

## Robot De Gravage

### Vue d'Ensemble

Virtua E est le périphérique idéal, économique et facile à utiliser pour la distribution des images à partir de n'importe quelle modalité. Le design compact du Virtua E inclus un microprocesseur embarqué pour recevoir et gérer les examens, gravage et impression robotisée des CD/ DVD et une interface tactile conviviale. Une imprimante embarquée produit une excellente qualité image avec une palette de couleurs complète pour vos disques labélisés qui incluent les données patients, l'adresse du centre d'imagerie et un logo pour le marketing. Les logos peuvent être créés par l'utilisateur ou par l'intermédiaire du service création logo de Codonics.

### Caractéristiques/Avantages

- Graver automatiquement vos examens sans intervention humaine
- Gravage et impression des disques à la demande, directement à partir des consoles modalités
- Les examens peuvent être visualisés depuis n'importe quel PC en utilisant la visionneuse DICOM inclus sur le disque. D'autres Visionneuse sont disponibles en option\*
- Les rapports au format HL7 et DICOM Structure Reports peuvent être intégrés avec l'examen sur le même CD/DVD\*
- Un message vocal permet de connaître l'état du system en appuyant sur un bouton
- L'interface graphique et le manuel utilisateur sont disponibles en français
- L'option Schedule Archive grave tous les examens sur un disque pour sauvegarde/restauration. Il enregistre aussi l'historique complet des archives sur chacun des disques\*\*
- Un design ultra compact permettant une installation facile
- Conforme à tout les standards de l'industrie en incluant DICOM part 10, IHE PDI, et journaux d'audites pour la conformité HIPAA

\*les options ne sont pas incluses dans la configuration de base, certaines sont payantes

\*\*caractéristiques optionnelles

### Spécifications

Entrée Media:	Un magasin d'alimentation de 20 disques
Sortie Media:	Un bac de sortie d'une capacité de 25 disques
Graveurs:	Un graveur CD/DVD
Formats Enregistrables:	CD-R, DVD-R, DVD+R
Technologie d'Impression:	Jet d'encre
Résolution de l'impression:	Jusqu'à 4800 dpi
Cartouche Jet D'encre:	Une cartouche couleur (CMY)
Interface Utilisateur:	Ecran tactile 15" LCD et un navigateur Web accessible a distance via Internet Explorer®
Performance***:	Jusqu'à 25 CDs /heure, 10 DVDs /heure
Disques Durs:	40 GB pour le stockage des examens
Interfaces:	10/100 Base-T / Gigabit Ethernet (RJ-45)
Protocol Réseau:	DICOM Store SCP DICOM query/retrieve (optionelle) HTTP Web Server (pour le contrôle et la configuration à distance)
Clé:	Clé USB FLASH pour l'enregistrement des données de configuration
Alimentation:	Entrée universelle: 100-240VAC, 50/60 Hz, 175VA (en fonctionnement)****
Dimensions***:	26.5 cm (10.5") H, 46.5 cm (18.2") W, 56.5 cm (21.7") L
Poids:	19.3 kg. (43 lbs.)
Conformité:	Appareil médical conforme aux normes FDA Classe 1 et MDR Classe I 2017/745/EU (CE), GMP/QSR, ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016, Sécurité Electrique IEC 60601-1 Ed. 3.1 et EMC/EMI: FCC Classe B et IEC 60601-1-2: Ed. 4 pour les environnements médicaux

\*\*\*basée sur un examen et une configuration réseau typique avec un logo

\*\*\*\*moniteur non inclus

Appelez Codonics dès à présent au  
**+1.440.243.1198** ou visiter notre site internet  
**www.codonics.com** pour plus d'informations.

Les marques enregistrées et non enregistrées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Les spécifications sont sujettes à changement sans notification. [www.codonics.com/ip/patents/](http://www.codonics.com/ip/patents/) © Copyright 2007-2021 Codonics Inc. Imprimé aux U.S.A. 2021



### Interface Web Utilisateur

Patient	Médecin	Modalité	Examen	Reçu	Statut	Actions
Pomeroy, Eugene	DUSENBERY	ES (2)	0903194_061219	10:46	Reception	[Icons]
Barton, Chantal	HAKIMIAN	SM (2)	0903194_170367	10:46	Reception	[Icons]
Buc, Jérôme	SINEGAL	ES (2)	0903194_081283	10:46	En-attente	[Icons]
Rousseau, Emilie	MIHALY	MA (2)	0903194_130229	10:46	Prêt	[Icons]
Devereux, Frederic	EVEN	PT (2)	0903194_011061	10:46	[Icons]	[Icons]
Danvers, Sebastien	ALMEDA	CP (2)	0903194_270132	10:46	[Icons]	[Icons]



Ce modèle/Cette configuration de Virtua n'est pas autorisé à la vente et à l'utilisation aux Etats-Unis.



**CODONICS®**

We bring the future into focus

Siège Social:  
17991 Englewood Drive  
Middleburg Heights, OH 44130 USA  
+1.440.243.1198  
+1.440.243.1334 Fax  
Email [info@codonics.com](mailto:info@codonics.com)  
[www.codonics.com](http://www.codonics.com)