

Virtua[®] E

Grabador/Rotulador de CD/DVD de Uso Clínico



CODONICS

Definiendo la Distribución de su Imagen

Virtua® E

Grabador/Rotulador de CD/DVD de Uso Clínico



Descripción / Perspectiva General

El Virtua E es el complemento perfecto, económico y fácil de utilizar para distribuir su imagen desde cualquier modalidad. Su diseño compacto integra un procesador avanzado para recibir y utilizar los estudios, un grabador y rotulador de CD/DVD robótico y una interfaz fácil de utilizar. La impresora integrada crea impresionantes carátulas de disco a todo color, con los datos del paciente y la dirección y logotipo del centro de diagnóstico. Los clientes pueden crear sus propias carátulas personalizadas o utilizar el servicio de diseño de carátulas de Codonics.

Características y Ventajas

- Graba automáticamente los estudios e informes Dicom de los pacientes sin necesidad de ocupar su estación de trabajo o recursos humanos.
- Los estudios grabados en los discos pueden ser cómodamente visualizados en una PC o Estación de Trabajo utilizando los programas auto-ejecutables visores DICOM, visores especializados y visores personalizados de OEMs*
- Recibe y coordina los datos de los Informes de Reportes Médicos ya sean HL7 o Reportes Estructurados DICOM con los del estudio del paciente, permitiendo grabar el informe y el estudio en el mismo disco**
- La pantalla táctil intuitiva convierte a los novatos en expertos en cuestión de minutos
- Mensajes narrados proveen de un completo status al simple toque de un botón
- Interfaz de usuario disponible en castellano
- El Archivo Programado graba automáticamente todos los estudios en disco para hacer una copia de seguridad, haciendo un registro completo de todos los datos archivados en cada disco (back up económico)**
- Su diseño ultra compacto facilita su ubicación en cualquier sitio
- Cumple todos los estándares de la industria, incluyendo DICOM parte 10, IHE, PDI y logs auditables HIPAA compliance

*no todos los visores son estándar

**características opcionales

Especificaciones

Entrada de CDs/DVDs:	Una bandeja de entrada de 20 discos
Salida de CDs/DVDs:	Una Contenedor de salida de 25 discos
Grabadores Óptico:	Un grabador de CD/DVD
Formatos de grabación:	CD-R, DVD-R
Impresión de Carátulas:	Inkjet (Inyección de Tinta)
Resolución de Impresión:	Hasta 4800 dpi
Cartucho de Tinta:	Un cartucho de tinta color (CMY)
Interfaz de Usuario:	Acceso remoto desde navegador web utilizando Internet Explorer®
Rendimiento:***	Hasta 25 CDs/hora, 10 DVDs/hora
Almacenamiento de Datos:	40 GB
Interfaz:	10/100 Base-T / Gigabit Ethernet (RJ-45)
Protocolos de Red:	DICOM Store SCP DICOM query/retrieve (opcional) Servidor Web HTTP (para control y configuración remotos)
Smart Drive:	Unidad flash USB para almacenar los datos de configuración
Alimentación Eléctrica:	Entrada Universal: 100-240V~ 50/60 Hz, 175 VA (potencia registrada)****
Dimensiones:	Alto 26.7 cm, ancho 46.2 cm, largo 55.1 cm.
Peso:	14.6kg.
Regulatorio:	Cumple con todas las normativas requeridas para dispositivos médicos, incluyendo Clase I de la FDA y Clase I del MDR 2017/745/EU (CE), GMP/QSR, ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016, normativa de seguridad eléctrica IEC 60601-1 Ed. 3.1 and EMC/EMI: FCC Clase B y IEC 60601-1-2: Ed. 4 para Centros de Salud.

***basado en un estudio clínico típico y configuración de red típica

****pantalla no incluida

Interfaz de Usuario en Pantalla Táctil



CODONICS®

We bring the future into focus

Oficinas Corporativas en:
17991 Englewood Drive
Middleburg Heights, OH 44130 USA
+1.440.243.1198
+1.440.243.1334 Fax
Email info@codonics.com
www.codonics.com

Llame hoy a Codonics al **+1.440.243.1198** o visite www.codonics.com para más información.

Las marcas registradas y sin registrar todas son la característica de sus dueños respectivos. Especificaciones en conformidad y sujetas a cambio sin previo aviso. www.codonics.com/ip/patents/ Copyright © 2006-2021 Codonics Inc. Impreso en USA. 2021

Este modelo/configuración de Virtua no está disponible para su venta o uso en los Estados Unidos.