

# Virtua<sup>®</sup>

Grabador/Rotulador de CD/DVD de Uso Clínico





### Descripción / Perspectiva General

El Grabador/Rotulador de CD/DVD de uso clínico Virtua de Codonics ofrece una velocidad, eficiencia y facilidad de uso excepcionales en un grabador de CD/DVD automático. Este innovador dispositivo médico, compatible con DICOM, puede grabar y rotular al mismo tiempo múltiples estudios en CD y DVD. Su diseño compacto integra un procesador avanzado, un grabador y rotulador de CD/DVD robótico y una pantalla táctil fácil de utilizar que optimiza el flujo de trabajo y la productividad. La impresora integrada crea impresionantes carátulas de disco a todo color, con los datos del paciente y la dirección y logotipo del centro de diagnóstico. Los clientes pueden crear sus propias carátulas personalizadas o utilizar el servicio de diseño de carátulas de Codonics.

### Características y Ventajas

- Graba automáticamente los estudios e informes Dicom de los pacientes sin necesidad de ocupar su estación de trabajo o recursos humanos
- Grabación y rotulación de CDs y DVDs a demanda directamente desde las estaciones de trabajo de la modalidad
- Los estudios grabados en los discos pueden ser cómodamente visualizados en una PC o Estación de Trabajo utilizando los programas auto-ejecutables visores DICOM, visores especializados y visores personalizados de OEMs\*
- Recibe y coordina los datos de los Informes de Reportes Médicos ya sean HL7 o Reportes Estructurados DICOM con los del estudio del paciente, permitiendo grabar el informe y el estudio en el mismo disco\*\*
- La pantalla táctil intuitiva convierte a los novatos en expertos en cuestión de minutos
- Interfaz de usuario disponible en Español
- El Archivo Programado graba automáticamente todos los estudios en disco para hacer una copia de seguridad, haciendo un registro completo de todos los datos archivados en cada disco (back up económico)\*\*
- El diseño compacto del Virtua facilita su ubicación en cualquier sitio
- Cumple todos los protocolos y estándares requeridos

\*no todos los visores son estándar  
\*\*características opcionales

### Especificaciones

- Entrada de CDs/DVDs: Dos bandejas de entrada de 50 discos
- Salida de CDs/DVDs: Una bandeja de salida de 25 discos
- Grabadores Ópticos: Dos grabadores de CD/DVD
- Formatos de grabación: CD-R, DVD-R Superficie del Disco para inyección de tinta Tecnología de
- Impresión de Carátulas: Inkjet (Inyección de Tinta)
- Resolución de Impresión: Hasta 4800 dpi
- Cartuchos de Tinta: Un Cartucho de tinta Tricolor
- Interfaz de Usuario: Pantalla táctil LCD de 15" integrada, acceso remoto desde navegador web utilizando Internet Explorer®
- Rendimiento:\*\*\* Hasta 30 CDs/hora, 15 DVDs/hora
- Procesador: Intel® Celeron® G3900
- Memoria: 4 GB
- Almacenamiento de Datos: 120 GB
- Interfaz: 10/100 Base-T / Gigabit Ethernet (RJ-45)
- Protocolos de Red: DICOM Store SCP (hasta 24 conexiones simultáneas)  
DICOM query/retrieve (opcional)  
Servidor Web HTTP (para control y configuración remotos)
- Smart Drive: Unidad flash USB para almacenar los datos de configuración.
- Alimentación Eléctrica: Entrada Universal: 100-240V~ 50/60 Hz, 300 VA (potencia registrada)
- Dimensiones: Alto 67.8 cm, ancho 48.6 cm, largo 67.8 cm.
- Peso: 28kg.
- Regulatorio: Cumple con todas las normativas requeridas para dispositivos médicos, incluyendo Clase I de la FDA y Clase I del MDR 2017/745/EU (CE), GMP/QSR, ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016, normativa de seguridad eléctrica IEC 60601-1 Ed. 3.1 and EMC/EMI: FCC Clase B y IEC 60601-1-2: Ed. 4 para Centros de Salud.

\*\*\*basado en un estudio clínico típico y configuración de red típica



### Interfaz de Usuario en Pantalla Táctil



Oficinas Corporativas en:  
17991 Englewood Drive  
Middleburg Heights, OH 44130 USA  
+1.440.243.1198  
+1.440.243.1334 Fax  
Email info@codonics.com  
www.codonics.com

Llame hoy a Codonics al **+1.440.243.1198** o visite **www.codonics.com** para más información.

Las marcas registradas y sin registrar todas son la característica de sus dueños respectivos. Especificaciones en conformidad y sujetas a cambio sin previo aviso. www.codonics.com/ip/patents/ Copyright © 2006-2021 Codonics Inc. Impreso en USA. 2021

Este modelo/configuración de Virtua no está disponible para su venta o uso en los Estados Unidos.