

Virtua[®] XR

CD/DVD ディスク パブリッシャー



CODONICS

Defining Image Distribution



Virtua® XR

CD/DVD ディスク パブリッシャー



概要

Codonicsの CD/DVD ディスクパブリッシャーVirtua XR(バーチャ XR) は医療現場のニーズにこたえるべく開発された最速のディスク作成システムです。

MR・CT・アンギオ・マンモ・PET/CTなどマルチモダリティ環境下において、大容量画像データの記録を実現できるシステムです。

コンパクトな設計、大容量データ受信から処理までを担うコントローラーユニット、フルオートのディスクレコーダー/インクジェットプリンターユニット、直感型操作を可能にしたタッチスクリーンモニターを統合・一体化したディスクパブリッシャーです。

Virtua XR は、最速、もっともコンパクトかつユーザーフレンドリーなシステムです。

機能/利点

- コンパクトなスタンドアロン設計で、設置場所を選びません。
(専用端末やケーブル、モニター、キーボード、マウスは不要)
- Q/R、及びモダリティダイレクトで、ディスクのデータ書き込みとラベル印刷が可能。
- ディスクは、検査データと同時に記録されたDICOM ビューワで簡単に画像を確認できます。また複数のビューワをディスクに記録し、選択して使用することもできます。*
- DICOM Part10、IHE PDI、などの業界標準規格に準拠し、スマートドライブにディスク作成ログが保存されます。
- CD とDVD を同時に充填できるので、CD 1 枚に収まらないデータ容量の場合に、複数の CD への切り分けや自動的にDVD 1 枚に書き込む設定等が選択可能。
- 標準のウェブサーバー機能により、ウェブブラウザを有するホストからの遠隔操作が可能。
- 標準ビューワは、日本語・英語・フランス語の 3 種類。

オプション機能

- ホットフォルダー：共有フォルダー経由でデータをディスクに記録
- USB 記録

*他社製ビューワはオプション

仕様

サブライトレイ:	ディスクホルダー(各50枚、合計100枚まで装填可能)
レシートレイ:	25枚
ドライブ:	デュアルマルチCD/DVD-Rドライブ
対応ディスク:	CD-R、DVD-R
ラベルプリント方式:	インクジェット
ラベルプリント解像度:	4800 dpi
搭載カートリッジ:	シングルカラーカートリッジ(CMY)
ユーザーインターフェース:	組み込みタッチスクリーン(15インチ)、遠隔操作用Webブラウザ
処理能力:***	~ DVD 31枚/時、CD 62枚/時
プロセッサ:	Intel® Celeron® G3900
メモリー:	4 GB
画像保存領域:	190 GB
ネットワークプロトコル:	DICOM Store SCP (24同時接続可能)、Query-Retrieve HTTP Web Server (遠隔操作* 設定可能)
インターフェース:	10/100 Base-T/Gigabit Ethernet (RJ-45)
スマートドライブ:	USBフラッシュドライブ(設定内容保存用)
電源:	100-240VAC/230VAC, 50/60 Hz, 300 VA (定格出力)
外形寸法:	本体W48.6 x D67.8 x H67.8 (cm)
重量:	28 kg
適合規格:	Class 1 FDA and Class I MDR 2017/745/EU (CE), GMP/QSR, ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016, Safety IEC 60601-1 Ed. 3.1 and EMC/EMI: FCC Class B and IEC 60601-1-2: Ed. 4 for Professional Healthcare Facilities

***標準的な検査データ量を書き込んだ場合の処理枚数です

この製品は日本国内限定モデルです



タッチスクリーン画面



 **CODONICS®**
We bring the future into focus

株式会社Codonics・ヘルスケア・ジャパン
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23
AQUACITY芝浦9階
TEL: 03-4360-3933
FAX: 0568-73-7795
URL: <http://www.chj.co.jp>



This model/configuration of Virtua is not available for purchase or use in the United States.

Call Codonics today at (03)-4360-3933 or visit www.chj.co.jp for more information.

All registered and unregistered trademarks are the property of their respective owners. Specifications subject to change without notice. Patents: www.codonics.com/ip/patents Copyright © 2006-2021 Codonics Inc. Printed in the U.S.A. 10/2021